
EL PRECINTO DE
UN SÓLO USO QUE
PROPORCIONA Y
MANTIENE UNA
BARRERA ESTÉRIL
AL 100%

- ▶ Protege contra la contaminación y la doble dosificación accidental.
- ▶ Alerta al personal cuando se ha agregado un medicamento.
- ▶ Permite a la farmacia administrar y reciclar la medicación no usada a la vez que protege a los pacientes de errores de dosificación.
- ▶ Mantiene la adherencia en condiciones de almacenamiento frío de medicamentos, hasta -20 grados centígrados.
- ▶ Adherencia sin látex 3 veces más fuerte que otros sellos del Mercado.
- ▶ La doble capa patentada deja una verdadera prueba de manipulación con el marcaje "opened".



PRECINTOS ESTÉRILES A PRUEBA DE MANIPULACIONES

ESTÉRIL

STERI – TAMP® PRECINTOS PARA VIALES

- Previene contaminaciones y añade protección para el farmacéutico.
- Las muescas de los precintos permiten que los sellos de los viales se acoplen perfectamente a la superficie y eviten la penetración al puerto de cualquier tipo de bacteria.

tamaño mm	color	cantidad
13 mm	Rojo	1000/rollo
20 mm	Plata	1000/rollo
28 mm	Azul	1000/rollo



13 mm



20 mm



28 mm





STERI – TAMP® PARA BOLSAS IV

ESTÉRIL

- Protege el punto de entrada de las bolsas contra la contaminación y la doble dosificación accidental.
- Usando un método simple de "Torsión", el sello se envuelve alrededor del puerto y de sí mismo.



color	cantidad
Azul	1000/rollo
Rojo	1000/rollo
Amarillo	1000/rollo



STERI – TAMP® PARA PUERTOS DE OMBLIGO

ESTÉRIL

- Cubre específicamente el puerto de ombligo para una bolsa y también se puede usar en viales de 13 mm
- Adherencia más fuerte para trabajar en el puerto y otros viales.

tamaño mm	color	cantidad
13 mm	Verde	1000/rollo



PRECINTOS NO ESTÉRILES A PRUEBA DE MANIPULACIONES



STERI – TAMP® PRECINTO ROJO PARA JERINGUILLA

- Solución no estéril para proporcionar evidencia de manipulación indebida para jeringuillas y otros recipientes médicos.
- Alerta al personal cuando la jeringuilla, el inhalador o dispositivo ha sido abierto o manipulado.
- Mejora el flujo de trabajo; ahorra tiempo y dinero.
- Ayuda a prevenir el riesgo de doble dosis.
- Permite a la farmacia administrar y reciclar la medicación no utilizada.
- Mantiene la adherencia en condiciones de almacenamiento frío de medicamentos (hasta -20 grados centígrados).



color	cantidad
Rojo	1000/rollo

STERI – TAMP® PRECINTO TRANSPARENTE PARA JERINGUILLA

- Solución no estéril para proporcionar evidencia de manipulación indebida para jeringuillas y otros recipientes médicos.
- Visibilidad clara de toda la jeringuilla.
- Útil para jeringuillas, “epi-pens”, inhaladores y otros dispositivos cuya visualización del marcaje o graduación sea importante.
- Alerta al personal cuando la jeringuilla o el dispositivo ha sido abierto o manipulado.
- Mejora el flujo de trabajo; ahorra tiempo y dinero.
- Ayuda a prevenir el riesgo de doble dosis.
- Permite a la farmacia administrar y reciclar la medicación no utilizada
- Mantiene la adherencia en condiciones de almacenamiento frío de medicamentos (hasta -20 grados centígrados).

color	cantidad
Rojo tinta	1000/rollo



NEOCHEMICAL

STERI-TAMP®

Distribuido por:

Neochemical desarrollos avanzados s.a.

Oficinas Centrales:

C/ Santa Leonor 61, 2ª planta 28037 Madrid

Teléfono: 91 327 00 00 Fax: 91 327 09 25

Pedidos: info@neochemical.es

www.neochemical.es

CIF: A80124068

Fabricado por:

Allied Pharmacy Products

100 Tec Street, Unit F

Hicksville, NY 11801

USA